

歯科用パノラマ/断層/セファロ X線画像診断装置 保守点検自主管理チェックリスト

医院名		装置名		点検	実施者	管理 責任者	点検	実施者	管理 責任者
院長名		本体シリアル番号		年月日			年月日		
		導入年月日	/ /	承認			承認		

点検項目	点検内容	合	否	処置	合	否	処置
マニュアル	装置取扱説明書の管理状態						
付属品	付属品は欠品無く、使用出来る状態で管理されていますか						
外装	全て揃っていますか						
	作動部等に干渉無く取り付けられていますか						
	冷却孔が埃等で塞がれていませんか						
電源	電源プラグはコンセントにしっかり差し込まれていますか						
	電源ケーブルに損傷はありませんか						
	保護接地は確実にとられていますか						
本体	メインスイッチの動作に異常は有りませんか						
	昇降動作はスムーズに行えますか						
	各付属品がスムーズに着脱出来ますか						
	テストモードにて回転動作に異常は有りませんか						
	センサー、又はカセットの着脱はスムーズに行えますか						
患者支持部	バイトブロック等変形、破損はありませんか						
	前額サポート、こめかみ押さえの機能に異常はありませんか						
	患者用ハンドルにがたつき等ありませんか						
	撮影位置決め用ライトは正常に機能していますか						
操作部	各表示灯、表示部に異常有りませんか						
	各スイッチは正常に機能しますか						
	X線リリーススイッチのデッドマン機能は正常ですか						
セファロ	患者固定用イヤーロッドに破損、ねじれはないか						
	カセットホルダにがたつき等無いか						
	センサー、スキャン動作に異常は無い						
X線管球	管球アッセンブリーより油の漏れはありませんか						
画像	スクリーンは劣化していませんか						
	スクリーンに対応したフィルムを使用していますか						
	ニードルファントム撮影にてパノラマ軌道、照射野の確認						
	セファロテストピース撮影にてビームアライメント、照射野の確認						
総合							